

OÜ KL CONSULT ÕIGUSBÜROO

Füüsika õppevahend koolidele
Lääts alusel
Juhend

PEDAGOOGIKA
ARHIIVMUSEUM
FOND E53218
E53219

Üldist.

Õppevahend lääts alusel on kasutatav koolis laboratuursete tööde läbiviimisel ja uurimustööde teostamisel. Läätsel abil saab läbi viia optika katseid valgusega. Kasutamiseks põhi- ja keskkooli astmes demonstratsioonkatsetes ja õpilaste poolt läbiviidavates eksperimentides.

Ehitus.

Klaaslääts on kinnitatud plastikust raami, millest väljub metalljalg. Metalljalaga saab läätsel kinnitada plastalusele ning muuta läätsel kõrgust laua suhtes.

Tehnilised andmed.

Läätsel diameeter 50 mm

Läätsel fookuskaugus 15 cm

Tähtis.

1. Läätsel tuleb hoida mehaaniliste vigastuste eest.
2. Läätselga töötamisel ärge kasutage liigset jõudu.
3. Läätsel puhastamiseks kasutage pehmet kuiva lappi.

Garantii.

Tootele kehtiv garantii on 2 aastat toote soetamise kuupäevast alates. Garantii kehtib tootele juhul kui toodet on kasutatud vastavalt juhendile. Garantii ei kehti ostja poolt tootele tekitatud mehaaniliste vigastuste korral (kukkumine, muljumine, kriipimine jne).